

## Guide de paramétrage par logiciel

### Axisanté / Tamm / Julie / DrSanté / Weda



Démarrer le paramétrage

Passage en HID

Clavier AZERTY

Terminer le paramétrage

### Doctolib / Hellodoc / Logos



Démarrer le paramétrage

Passage en HID

Clavier QWERTY

Terminer le paramétrage

### Crossway



Démarrer le paramétrage

Passage en port COM

Terminer le paramétrage

## Weda

Il est nécessaire d'ajouter le fichier **RootcertC\_DigiCert.pem** dans :

**C:\Pyxvital\Certificats**

## Medistory

Le paramétrage spécifique pour Medistory arrivera très prochainement. Les tests sont en cours de finalisation.

## Activer la lecture des Datamatrix



Démarrer le paramétrage

Activation Datamatrix

Terminer le paramétrage

