

Guide de paramétrage par logiciel

MediStory / Axisanté / Tamm / Julie / DrSanté / Weda



Démarrer le paramétrage

Passage en HID

Clavier AZERTY

Terminer le paramétrage

MediStory

Il est nécessaire d'avoir la **dernière version de MediStory** activée, ainsi que la version **MacOS Sequoia 15.6 minimum**.

Weda

Il est nécessaire d'ajouter le fichier **RootcertC_DigiCert.pem** dans :

C:\Pyxvital\Certificats

Doctolib / Hellodoc / Logos



Démarrer le paramétrage

Passage en HID

Clavier QWERTY

Terminer le paramétrage

Crossway



Démarrer le paramétrage

Passage en port COM

Terminer le paramétrage

Activer la lecture des Datamatrix



Démarrer le paramétrage

Activation Datamatrix

Terminer le paramétrage

